

Electronic Instruction For Use


* Please note that the images in this online instruction for use (eifu) are for illustrative purposes only and may differ slightly from the actual product you receive. While we strive to ensure the accuracy and completeness of the information provided, we cannot guarantee that the image accurately reflects the product at all times.

However, we want to assure you that through a continuous risk assessment process, we have evaluated that the potential deviations between the images and the actual product do not pose an increased risk when using the product. The instructions and essential information provided in the eifu remain valid and applicable, ensuring the safe and effective use of the product.

NORSE RESCUE®

Compressed Gauze Z-fold



 Anji Hengfeng Sanitary Material Co., Ltd
Ancheng, Dipu Town 313300 Anji County, Zhejiang,
China

EC **REP** Caretechion GmbH
Niederrheinstr. 71,
40474 Düsseldorf, Germany

REF HFEB01 (Z-fold)

 Do not use if the product sterile barrier system or its packaging is compromised

 Keep away from heat and sunlight

 Do not re-use

 No Latex in product

STERILE R Sterilized using irradiation.

 Indicates a single sterile barrier system

Instruction For Use

IFU VERSION:
CL-26_eIFU_20240424


 English	 Norsk (Norwegian)	 Hrvatski (Croatian)
 Français (French)	 Suomi (Finnish)	 Eesti (Estonian)
 Español (Spanish)	 Ελληνικά (Greek)	 Latviešu (Latvian)
 Italiano (Italian)	 Български (Bulgarian)	 Lietuvių (Lithuanian)
 Português (Portuguese)	 Čeština (Czech)	 Slovenščina (Slovenian)
 Nederlands (Dutch)	 Slovenčina (Slovak)	 Malti (Maltese)
 Deutsch (German)	 Magyar (Hungarian)	 Gaeilge (Irish)
 Svenska (Swedish)	 Polski (Polish)	 Íslenska (Icelandic)
 Dansk (Danish)	 Română (Romanian)	 Україна (Ukraine)

 **English**


Instruction For Use

Open the Package: Locate the red tear points on the packaging. Tear at these points to open.

Prepare the Gauze: Remove the gauze from the package. Squeeze the gauze with one hand a few times to loosen the end and make it ready for use.



Assess the Injury: Carefully examine the injury to ensure proper application of the gauze.



Apply the Gauze: Simultaneously pull out the necessary amount of gauze and compress it into the wound to help stop the bleeding.

Maintain Pressure: Continue to apply direct pressure on the wound site.


Secure the Gauze: Cover the gauze with a compression bandage. Monitor the wound regularly.

 **Français (French)**


Instructions d'Utilisation

Ouvrir l'Emballage : Trouvez les points de déchirure rouges sur l'emballage. Déchirez ici pour ouvrir.

Préparer la Gaze : Retirez la gaze de l'emballage. Pressez la gaze plusieurs fois d'une main pour détacher l'extrémité et la rendre prête à l'emploi.



Évaluer la Blessure : Examinez attentivement la blessure pour assurer une application correcte de la gaze.



Appliquer la Gaze : Tirez simultanément la quantité de gaze nécessaire et compressez-la dans la plaie pour aider à arrêter le saignement.

Maintenir la Pression : Continuez à appliquer une pression directe sur le site de la blessure.


Sécuriser la Gaze : Couvrez la gaze avec un bandage de compression. Surveillez régulièrement la blessure.

Español (Spanish)


Instrucciones de uso

Abrir el Paquete: Localiza los puntos de desgarre rojos en el empaque. Desgarra en estos puntos para abrir.

Preparar la Gasa: Extrae la gasa del paquete. Aprieta la gasa varias veces con una mano para aflojar el extremo y prepararla para su uso.



Evaluar la Lesión: Examina cuidadosamente la lesión para asegurar una aplicación adecuada de la gasa.



Aplicar la Gasa: Extrae la cantidad necesaria de gasa y comprímela en la herida para ayudar a detener el sangrado.

Mantener Presión: Continúa aplicando presión directa en el sitio de la herida.


Asegurar la Gasa: Cubre la gasa con un vendaje de compresión. Monitorea la herida regularmente.

Italiano (Italian)


Istruzioni per l'uso

Aprire la Confezione: Localizza i punti di strappo rossi sul packaging. Strappa in questi punti per aprire.

Preparare la Garza: Rimuovi la garza dalla confezione. Comprimi la garza con una mano alcune volte per allentare l'estremità e renderla pronta all'uso.



Valutare la Ferita: Esamina attentamente la ferita per garantire una corretta applicazione della garza.



Applicare la Garza: Tira fuori la quantità necessaria di garza e comprimila nella ferita per aiutare a fermare il sanguinamento.

Mantenere la Pressione: Continua ad applicare pressione diretta sul sito della ferita.


Sicurezza della Garza: Copri la garza con una benda compressiva. Monitora regolarmente la ferita.

Português (Portuguese)


Instrução de uso

Abrir a Embalagem: Localize os pontos de rasgo vermelhos na embalagem. Rasgue nestes pontos para abrir.

Preparar a Gaze: Retire a gaze da embalagem. Aperte a gaze várias vezes com uma mão para soltar a extremidade e prepará-la para uso.



Avaliar a Lesão: Examine cuidadosamente a lesão para garantir uma aplicação correta da gaze.



Aplicar a Gaze: Puxe a quantidade necessária de gaze e comprima-a na ferida para ajudar a parar o sangramento.

Manter Pressão: Continue aplicando pressão direta no local da ferida.


Fixar a Gaze: Cubra a gaze com uma bandagem compressiva. Monitore a ferida regularmente.

Nederlands (Dutch)


Gebruiksaanwijzing

Verpakking Openen: Zoek de rode scheurpunten op de verpakking. Scheur op deze punten om te openen.

Het Gaas Voorbereiden: Haal het gaas uit de verpakking. Knijp een paar keer in het gaas met één hand om het uiteinde los te maken en klaar voor gebruik te maken.



De Verwonding Beoordelen: Onderzoek de verwonding zorgvuldig om een correcte toepassing van het gaas te verzekeren.



Het Gaas Aanbrengen: Trek tegelijkertijd de benodigde hoeveelheid gaas uit en druk het in de wond om het bloeden te helpen stoppen.

Druk Uitoefenen: Blijf directe druk uitoefenen op de plaats van de verwonding.


Het Gaas Bevestigen: Dek het gaas af met een compressieverband. Monitor de verwonding regelmatig.

Deutsch (German)


Gebrauchsanweisung

Verpackung Öffnen: Lokalisieren Sie die roten Reißpunkte auf der Verpackung. Reißen Sie an diesen Punkten, um zu öffnen.

Die Gaze Vorbereiten: Entnehmen Sie die Gaze aus der Verpackung. Drücken Sie die Gaze mehrmals mit einer Hand, um das Ende zu lockern und sie gebrauchsfertig zu machen.



Die Verletzung Begutachten: Untersuchen Sie die Verletzung sorgfältig, um eine korrekte Anwendung der Gaze zu gewährleisten.



Die Gaze Anwenden: Ziehen Sie gleichzeitig die benötigte Menge Gaze heraus und drücken Sie sie in die Wunde, um die Blutung zu stoppen.

Druck Ausüben: Weiterhin direkten Druck auf die Wundstelle ausüben.


Die Gaze Sichern: Decken Sie die Gaze mit einem Kompressionsverband ab. Überwachen Sie die Wunde regelmäßig.

Svenska (Swedish)


Instruktion för användning

Öppna Förpackningen: Lokalisera de röda rivpunkterna på förpackningen. Riv vid dessa punkter för att öppna.

Förbered Gasbindan: Ta ut gasbindan från förpackningen. Kläm på gasbindan några gånger med en hand för att lossa änden och göra den redo för användning.



Bedöm Skadan: Undersök noggrant skadan för att säkerställa korrekt applicering av gasbindan.



Applicera Gasbindan: Dra samtidigt ut den mängd gasbinda som behövs och tryck den i såret för att hjälpa till att stoppa blödningen.

Upprätthåll Tryck: Fortsätt att applicera direkt tryck på sårområdet.


Säkra Gasbindan: Täck över gasbindan med ett kompressionsbandage. Övervaka såret regelbundet.

Dansk (Danish)


Brugsanvisning

Åbn Emballagen: Find de røde rivpunkter på emballagen. Riv ved disse punkter for at åbne.

Forbered Forbindingen: Fjern forbindingen fra emballagen. Klem flere gange på forbindingen med én hånd for at løsne enden og gøre den klar til brug.



Vurder Skaden: Undersøg omhyggeligt skaden for at sikre korrekt anvendelse af forbindingen.



Anvend Forbindingen: Træk samtidigt den nødvendige mængde forbinding ud og tryk den ind i såret for at hjælpe med at stoppe blødningen.

Oprethold trykket: Fortsæt med at lægge direkte tryk på såret.


Fastgør gazen: Dæk gazen med en kompressionsbandage. Overvåg såret regelmæssigt.

Norsk (Norwegian)


Bruksanvisning

Öppna Förpackningen: Lokalisera de röda rivpunkterna på förpackningen. Riv vid dessa punkter för att öppna.

Förbered Gasbindan: Ta ut gasbindan från förpackningen. Kläm på gasbindan några gånger med en hand för att lossa änden och göra den redo för användning.



Vurder Skaden: Undersøk skaden nøye for å sikre riktig anvendelse av gassen.



Påfør Gassen: Trekk ut nødvendig mengde gass samtidig som du presser den inn i såret for å hjelpe til med å stoppe blødningen.

Oppretthold Trykk: Fortsett å påføre direkte trykk på såret.


Sikre Gassen: Dekk gassen med en kompresjonsbandasje. Overvåk såret regelmessig.

Suomi (Finnish)


Käyttöohje

Avaa Pakkaus: Etsi paketin punaiset repeämiskohdat. Revi näistä kohdista avataksesi.

Valmistele Side: Ota side paketista. Purista sidettä muutaman kerran yhdellä kädellä löysätäkseen päätä ja valmistaaksesi sen käyttöön.



Arvioi Vamma: Tarkastele vammaa huolellisesti varmistaaksesi sidoksen oikean soveltamisen.



Aseta Side: Vedä tarvittava määrä sidettä ulos samalla kun painat sitä haavaan verenvuodon pysäyttämiseksi.

Ylläpidä Painetta: Jatka suoran paineen ylläpitämistä vammakohtaan.


Kiinnitä Side: Peitä side puristussiteellä. Seuraa haavan tilaa säännöllisesti.

Ελληνικά (Greek)


Οδηγίες Χρήσης

Άνοιγμα Συσκευασίας: Εντοπίστε τα κόκκινα σημεία δακρύων στη συσκευασία. Σχίστε σε αυτά τα σημεία για να ανοίξετε.

Προετοιμασία του Γαζιού: Αφαιρέστε το γάζι από τη συσκευασία. Συμπίεστε το γάζι μερικές φορές με το ένα χέρι για να χαλαρώσει το τέλος και να είναι έτοιμο για χρήση.



Αξιολόγηση του Τραύματος: Εξετάστε προσεκτικά το τραύμα για να εξασφαλίσετε τη σωστή εφαρμογή του γαζιού.



Εφαρμογή του Γαζιού: Τραβήξτε ταυτόχρονα την απαραίτητη ποσότητα γαζιού και πιέστε το μέσα στο τραύμα για να βοηθήσετε στη διακοπή της αιμορραγίας.

Διατήρηση Πίεσης: Συνεχίστε να εφαρμόζετε απευθείας πίεση στο σημείο του τραύματος.


Κάλυψη με Επίδεση: Καλύψτε το γάζι με μια συμπιεστική επίδεση. Παρακολουθήστε τακτικά το τραύμα.

Български (Bulgarian)


Инструкция за употреба

Отваряне на Опаковката: Намерете червените точки за скъсване на опаковката. Скъсайте на тези места за да отворите.

Подготовка на Газата: Извадете газата от опаковката. Стиснете няколко пъти с една ръка, за да омекотите края и да я направите готова за употреба.



Оценка на Раната: Внимателно огледайте раната, за да осигурите правилното прилагане на газата.



Прилагане на Газата: Издърпайте необходимото количество газа едновременно, докато я компресирате в раната, за да спрете кървенето.

Поддържане на Натиск: Продължете да прилагате директен натиск върху мястото на раната.


Закрепване на Газата: Покрийте газата с компресионен превръз. Редовно наблюдавайте раната.

Čeština (Czech)


Нáвод k použití

Otevření Balení: Najděte červené trhací body na obalu. Roztrhněte v těchto bodech, aby se balení otevřelo.

Příprava Gázy: Vyjměte gázu z balení. Několikrát stiskněte gázu jednou rukou, aby se konec uvolnil a byl připraven k použití.



Posouzení Zranění: Pečlivě zkontrolujte zranění, aby bylo zajištěno správné použití gázy.



Aplikace Gázy: Současně vytáhněte potřebné množství gázy a stlačte ji do rány, aby se zastavilo krvácení.

Udržení Tlaku: Pokračujte ve vyvíjení přímého tlaku na místo zranění.


Zajištění Gázy: Zakryjte gázu kompresním obvazem. Pravidelně sledujte ránu.

Slovenčina (Slovak)

Návod na použitie

Otvorenie Balenia: Nájdite červené trhacie body na balení. Na týchto bodoch roztrhnite, aby ste balenie otvorili.

Príprava Gázy: Vyberte gázu z balenia. Niekoľkokrát stlačte gázu jednou rukou, aby sa koniec uvoľnil a bol pripravený na použitie.



Posúdenie Zranenia: Starostlivo skontrolujte zranenie, aby ste zaistili správnu aplikáciu gázy.



Aplikácia Gázy: Súčasne vytiahnite potrebné množstvo gázy a stlačte ju do rany, aby sa zastavilo krvácanie.

Udržiavanie Tlaku: Pokračujte v priamom tlaku na miesto zranenia.


Zabezpečenie Gázy: Zakryte gázu kompresným obvazom. Pravidelne monitorujte ranu.

Magyar (Hungarian)


Használati utasítás

Csomagolás Felnyitása: Keressen a csomagoláson piros szakítási pontokat. Tépje fel ezeken a pontokon a csomagolást.

Kötöző Előkészítése: Vegye ki a kötözőt a csomagolásból. Néhányszor szorítsa meg egy kézzel a kötözőt, hogy lazítsa a végét és felkészítse a használatra.



Sérülés Megvizsgálása: Alaposan vizsgálja meg a sérülést, hogy biztosítsa a kötöző helyes alkalmazását.



Kötöző Felhelyezése: Húzza ki a szükséges mennyiségű kötözőt, miközben a sebbe nyomja, hogy segítsen megállítani a vérzést.

Nyomás Fenntartása: Folyamatosan nyomja a sebre a kötözőt.


Kötöző Rögzítése: Fedje le a kötözőt nyomókötéssel. Rendszeresen ellenőrizze a sebet.

Polski (Polish)


Instrukcja użytkowania

Otwieranie Opakowania: Znajdź czerwone punkty rozrywania na opakowaniu. Rozrywaj w tych punktach, aby otworzyć.

Przygotowanie Gaza: Wyjmij gazę z opakowania. Kilka razy ścisnij gazę jedną ręką, aby poluzować koniec i przygotować ją do użycia.



Ocena Urazu: Dokładnie zbadaj uraz, aby zapewnić prawidłowe zastosowanie gazy.



Aplikowanie Gaza: Jednocześnie wyciągnij potrzebną ilość gazy i wciskaj ją do rany, aby pomóc zatrzymać krwawienie.

Utrzymywanie Ciśnienia: Kontynuuj wywieranie bezpośredniego ciśnienia na miejsce urazu.


Zabezpieczenie Gaza: Przykryj gazę bandażem uciskowym. Regularnie monitoruj ranę.

Română (Romanian)


Instructiuni de folosire

Deschiderea Ambalajului: Localizați punctele de rupere roșii pe ambalaj. Rupeți la aceste puncte pentru a deschide.

Pregătirea Feselor: Scoateți fasa din ambalaj. Strângeți fasa de câteva ori cu o mână pentru a slăbi capătul și a o pregăti pentru utilizare.



Evaluarea Leziunii: Examinați cu atenție leziunea pentru a asigura aplicarea corectă a fesei.



Aplicarea Fesei: Trageți simultan cantitatea necesară de fasă și comprimați-o în rană pentru a ajuta la oprirea sângerării.

Menținerea Presiunii: Continuați să aplicați presiune directă pe locul leziunii.


Securizarea Fesei: Acoperiți fasa cu un bandaj compresiv. Monitorizați regulat rana.

Hrvatski (Croatian)


Upute za Korištenje

Otvorite Pakiranje: Pronađite crvene točke za kidanje na pakiranju. Kidajte na tim točkama da otvorite.

Pripremite Gazu: Izvadite gazu iz pakiranja. Nekoliko puta stisnite gazu jednom rukom da oslobodite kraj i pripremite je za upotrebu.



Procijenite Ozljeđu: Pažljivo pregledajte ozljeđu kako biste osigurali ispravnu primjenu gazu.



Primijenite Gazu: Istodobno izvucite potrebnu količinu gazu i pritisnite je u ranu da pomognete zaustaviti krvarenje.

Održavajte Pritisak: Nastavite primjenjivati izravan pritisak na mjesto ozljeđe.


Osigurajte Gazu: Prekrijte gazu kompresijskim zavojem. Redovito pratite stanje rane.

Eesti (Estonian)


Kasutusjuhend

Pakendi Avamine: Leidke pakendil punased rebimispunktid. Rebige nendest punktidest, et pakend avada.

Marli Ettevalmistamine: Võtke marli pakendist välja. Pigistage marli mõned korrad ühe käega, et ots vabastada ja see kasutusvalmis teha.



Vigastuse Hindamine: Hinnake hoolikalt vigastust, et tagada marli õige kasutamine.



Marli Kasutamine: Tõmmake samal ajal vajalik kogus marli välja ja suruge see haava, et aidata veritsust peatada.

Surve Hoidmine: Jätkake otsest survet haavakohale.


Marli Kinnitamine: Katke marli kompressioonidemega. Jälgige haava regulaarselt.

Latviešu (Latvian)

Lietošanas instrukcija

Atveriet Iepakojumu: Atrastiet sarkanās plēšanas vietas uz iepakojuma. Plēsiet pie šiem punktiem, lai atvērtu.

Sagatavojiet Marli: Izņemiet marli no iepakojuma. Vairākkārt saspiediet marli ar vienu roku, lai atbrīvotu galu un sagatavotu to lietošanai.



Izvērtējiet Traumu: Rūpīgi izvērtējiet traumu, lai nodrošinātu pareizu marles lietošanu.



Uzklājiet Marli: Vienlaicīgi izvelciet nepieciešamo marles daudzumu un spiediet to iekš traumas, lai palīdzētu apturēt asiņošanu.

Uzturiet Spiedienu: Turpiniet uzturēt tiešo spiedienu uz traumas vietu.


Nosedziet ar Saspiestu Saidu: Segiet marli ar kompresijas saiti. Regulāri pārbaudiet traumu.

Lietuvių (Lithuanian)


Naudojimo instrukcija

Atidarykite Pakuotę: Raskite raudonus atplėšimo taškus ant pakuotės. Atplėškite šiose vietose, kad atidarytumėte.

Paruoškite Tvarstį: Išimkite tvarstį iš pakuotės. Kelis kartus stipriai paspauskite tvarstį viena ranka, kad atsipalaiduotų galas ir būtų paruoštas naudojimui.



Įvertinkite Žalą: Atidžiai įvertinkite žalą, užtikrinant tinkamą tvarstį taikymą.



Taikykite Tvarstį: Tuo pačiu metu traukite reikiamą tvarstį kiekį ir spauskite jį į žaizdą, kad padėtumėte sustabdyti kraujavimą.

Palaiykite Slėgį: Toliau taikykite tiesioginį spaudimą ant žaizdos vietos.


Uždenkite Tvarstį: Uždenkite tvarstį kompresine tvarsčiu. Reguliariai stebėkite žaizdą.

Slovenščina (Slovenian)

Navodila za uporabo

Odprite Embalažo: Poiščite rdeče točke trg na embalaži. Raztrgajte pri teh točkah za odprtje.

Priprava Gaze: Vzemite gazo iz embalaže. Stisnite gazo nekajkrat z eno roko, da se konec sprosti in je pripravljena za uporabo.



Ogled Poškodbe: Pozorno si oglejte poškodbo, da zagotovite pravilno uporabo gaze.



Uporaba Gaze: Hkrati izvlecite potrebno količino gaze in jo pritisnite v rano, da pomagate ustaviti krvavitev.

Vzdrževanje Pritiska: Nadaljujte z direktnim pritiskanjem na mesto poškodbe.


Pokrivanje z Obvezo: Prekrijte gazo s kompresijsko obvezo. Redno spremljajte stanje rane.

Malti (Maltese)

Istruzzjoni għall-Użu

Iftaħ l-Ippakkjar: Fittex il-punti ta' qsim aħmar fuq l-ippakkjar. Irqiq minn dawn il-punti biex tiftaħ.

Ipprepara l-Gaža: Hu l-gaža mill-ippakkjar. Aghfas il-gaža diversi drabi b'id wahda biex tlahhaq it-tarf u tipprepara għall-użu.



Eżamina l-Ġrieħi: Iščekkja l-ġrieħi b'attenzjoni biex tiżgura applikazzjoni korretta tal-gaža.



Applika l-Gaža: Iġbed l-ammont meħtieġ ta' gaža waqt li tagħfas fiha fil-ġrieħi biex tieqaf id-demm.

Żomm Pressjoni: Kompli aghfas direttament fuq is-sit tal-ġrieħ.


Għatti b'Fascja Kompressiva: Għatti l-gaža b'fascja kompressiva u kompli tissorvelja l-ġrieħi.

Gaeilge (Irish)


Treoir le Úsáid

Oscail an Pacáistiú: Aimsigh na pointí deora dearga ar an bpacáistiú. Stróic ag na pointí seo chun oscailt.

Réidh an Gáis: Bain an gáis ón bpacáistiú. Brúigh an gáis cúpla uair le lámh amháin chun an deireadh a scaoileadh agus a ullmhú don úsáid.



Scrúdaigh an Díobháil: Déan scrúdú cúramach ar an díobháil chun a chinntiú go gcuirtear i bhfeidhm i gceart é.



Cuir i bhFeidhm an Gáis: Tarraing an méid gáis atá uait ag an am céanna agus tú ag brú an gáis isteach sa chréacht chun stop a chur leis an bhfuiliú.

Coinnigh Brú: Coinnigh brú díreach ar an suíomh díobhála.


Clúdaigh le Banna Brú: Clúdaigh le banna brú agus monatóir an díobháil go rialta.

Íslenska (Icelandic)


Leiðbeiningar fyrir Notkun

Opnaðu Umbúðir: Finndu rauðu rifpunktana á umbúðunum. Rifðu á þessum punktum til að opna.

Undirbúðu Gras: Taktu gras úr umbúðunum. Kreistu gras nokkrum sinnum með einni hönd til að losa endann og undirbúa það til notkunar.



Skoðaðu Meiðsli: Skoðaðu meiðsli gaumgæfilega til að tryggja rétta notkun á grasinu.



Notaðu Grasið: Dragðu út það magn af grasi sem þú þarft á meðan þú þrýstir því í sárið til að stöðva blæðingu.


Haltu Þrýstingi: Haltu áfram að þrýsta beint á sársaukastaðinn.

Hyljaðu með Þrýstiböndum: Hyljið gras með þrýstibanda og fylgist reglulega með sárinu.

Інструкція з Використання

Отваряне на Опаковката: Намерете червените точки за скъсване на опаковката. Скъсайте на тези места за да отворите.

Подготовка на Газата: Извадете газата от опаковката. Стиснете няколко пъти с една ръка, за да омекотите края и да я направите готова за употреба.



Огляд Травми: Ретельно огляньте травму, щоб забезпечити правильне використання марлі.



Застосування Марлі: Витягніть необхідну кількість марлі, одночасно притискайте її до рани, щоб допомогти зупинити кровотечу.

Підтримання Тиску: Продовжуйте застосовувати прямий тиск на місце травми.

Закріплення Марлі: Накрийте марлю компресійним бинтом. Регулярно моніторингуйте травму.